

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Sharq Al Awsat
DATE:	16-February-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	200,000
TITLE :	Electronic chip helps patients avoid laboratory tests
PAGE:	Back Page
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Maged Al Khateeb

قادرة على إجراء مائة فحص مهم للدم

شريحة إلكترونية تغني المريض عن الذهاب للمختبر

والاتهابات. إلخ. والطريقة سريعة، لا تحتاج إلى مختبر، كما كانت تكلفة إنتاج الشريحة متواضعة وتعود بخفيض تكاليف الفحوصات في المختبرات. ومن بين المواد التي تكشفها الشريحة - المختبر هي «سي دي 40» (مهم في فحص الخلايا المناعية) وستيربيتافيدين (بروتين تفرزه بكتيريا ستريپتوسمايس) وثرومبين. والبروتين الأخير يكشف قدرة الدم على التخثر، وزيادة نسبته في الدم، كمثال، قد تغنى احتمال تعرض المريض إلى سدادة أو نخر دم.

ويمكن إنتاج شريحة تغطي بنيو 100 فحص خلال أشهر من الآن، بحسب تصريح البروفسور مارتينا جيرك، التي ترأست فريق العمل على الشريحة - المختبر. وقدرت الباحثة الحاجة إلى سنوات أخرى من التطوير والتحول إلى آخرى من التطوير والتحول إلى تكون الشريحة جاهزة للسوق.

وقدرت جيرك أن لا يقتصر



الشريحة الطبية (دب)

في الشريحة أنها للاستخدام مرة واحدة، لكنها قادرة على الكشف بالبلاد المناسب لها. وتجرى تخصيص بالأنظمة الدمجية والقوتونيك، إن الممكن التلاع عن 100 مادة مختلفة يمكن من بذلة الضوء من أجل تحديد نسبة خلال قياسها التعرف على كثير المواد المختلفة في الدم بدقة، والمهم من الأمراض مثل سكري الدم ثنائية عالية الدقة.

توصى العلماء الألمان من جامعة كيل إلى شريحة الكترونية صغيرة قادرة على إجراء 100 فحص مهم للدم، وتغنى المستشفيات عن نقل المريض إلى المختبر أو إرسال عينات الدم إلى المختبر. وتكتفى قطرة دم على الشريحة الإلكترونية بالكشف عن مختلف أنواع البروتينات التي توجد في الدم وتشي بمعظم الأمراض الشائعة، وأطلق العلماء من جامعة كريستيان البريشت في كيل على الشريحة اسم «المختبر على الشريحة» (اب - اوون - ا - تشيب) وزودوه بالقلمة استشعار دقيقة تنهض بعمل مختبر كامل. وأوضحت سابيرينا يانز، التي ساهمت في تطوير الشريحة - المختبر، أن الشريحة تتحدى على غشاء ببوليوجي خاص يرشح البلازما من كريات الدم الحمراء، يسل الـ بلازما عبر نظام من الأوعية الشعرية الاصطناعية غالية في الدقة، ويمر على جسيمات



YOUR REPUTATION IS TOO PRECIOUS FOR SECOND BEST.



PRESS CLIPPING SHEET